



Загриващи ръкавици MD-557



Благодарим Ви за закупуването на загриващи ръкавици (MD-557). Мекотата им и ергономичната им форма подпомагат отпускането на болки в сухожилията, студени ръце и др. чрез загряване. Антистрес ефектът е подсигурен от приятния натурален мирис на лавандула, който ръкавиците отпускат при всяко загряване. За правилна употреба на продукта, моля, прочетете внимателно следните инструкции и ги запазете за следващи справки.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ

- Преди първа употреба, се уверете, че продуктът няма видими повреди.
- Този продукт не е предназначен за употреба от лица (включително и деца) с намалена психическа, физическа и сензитивна способност, или без опит, освен ако не са под наблюдение от лице, отговарящо за тяхната безопасност.
- За да избегнете повреда или нараняване на деца, не оставяйте продукта без надзор в тяхно присъствие.
- Използвайте продукта само за предназначенията цел, описана в тези инструкции. Всякакъв друг вид употреба, освен домашна, е неправилен и може да доведе до повреда.
- Дръжте ръкавиците далеч от постоянни източници на топлина, слънчева светлина, влага и остри предмети.
- Не използвайте ръкавиците във вана или докато вземате душ.
- Не вкарвайте никакви външни предмети в нито един от изходите на продукта.
- Не загрявайте или замразявайте ръкавиците ако са мокри или влажни.
- Не изтискайте и/или усуквайте ръкавиците.
- Не дупчете ръкавиците с игла или други остри предмети.

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ

НЕ използвайте ръкавиците в следните случаи:

- Ако имате възпалени сухожилия, подути ръце и/ли наличие на обрив
- Ако не сте чувствителни към топлина
- Ако имате диабет и/или сериозни проблеми с кръвообращението
- Ако имате отворени рани по ръцете
- Ако имате гъбични инфекции, подуване, фрактура и/или упорита болка в ръцете
- При бременност
- При поставен пейсмейкър

При съмнения се консултирайте с лекар преди употреба на ръкавиците. Предназначението на продукта е за релаксиращо и приятно лечение. Ако почувствате дори малък дискомфорт и/или болка, незабавно преустановете употребата на ръкавиците и се консултирайте с Вашия лекар.

УПОТРЕБА

• За да загреете ръкавиците, препоръчваме да използвате микровълнова печка, но може да използвате и фурна или радиатор.

МИКРОВЪЛНОВА ПЕЧКА

Поставете ръкавиците в микровълновата, като се уверите, че повърхността е чиста. Изберете най-ниската възможна температура и я включете да загрява за 2 минути, като на всеки 30 секунди проверявате дали ръкавиците са достигнали желаната топлина. Времето за загряване на ръкавиците не трябва да превишава 2 минути. Уверете се, че сте изключили микровълновата печка след загряването им.

След като ги извадите от микровълновата печка, ръкавиците ще бъдат леко влажни. Тази „топла влага“ прави топлината по-проникваща, което е особено полезно за напрегнато и болезнено мускулно пространство.

Загряването в микровълнова печка прави мириса на лавандула по-силен, отколкото при загряване с други уреди.

Охлаждането на ръкавиците зависи от температурата в помещението, в което се използват.

ТРАДИЦИОННА ФУРНА

Поставете ръкавиците в предварително загрята на не повече от 80°C фурна, като се уверите, че повърхността е чиста. Оставете ги да се загряват за не повече от 2 минути. Уверете се, че сте изключили фурната след загряването им.

Обърнете внимание, че при загряване във фурна, топлината на ръкавиците се губи доста по-бързо, отколкото в микровълнова печка.

РАДИАТОР

Възможно е да загреете ръкавиците и като ги поставите на традиционен радиатор, като времето за загряване зависи от температурата на радиатора. Все пак, трябва да проверявате състоянието на ръкавиците на всеки 10 минути, за да избегнете изгаряния и/или пожар. Не оставяйте ръкавиците върху радиатора за повече от 60 минути.

ПОЧИСТВАНЕ И СЪХРАНЕНИЕ

Преди да пристъпите към почистване на ръкавиците, извадете вътрешната част, изработена от памук. Външната част на ръкавиците е подходяща за пералня (програма за деликатно пране) или изпиране на ръка, на 30°C. НЕ избелвайте ръкавиците и НЕ ги поставяйте в сушилня. НЕ гладете ръкавиците с ютия.

Препоръчва се да съхранявате ръкавиците в найлонова торбичка, когато няма да ги използвате за по-дълъг период от време.



DO NOT
BLEACH



DO NOT
WRING



DO NOT DRY IN A
TUMBLE DRYER



DO NOT IRON



Продуктът отговаря на всички приложими Европейски норми и регламенти.

innoliving
easy tech, easy life

NEW VISION boutique

Дистрибутор: "Ню Вижън Бутик" ЕООД
гр. София, Студентски град, ул. Иван Багрянов №19А,
тел: 02/ 962 86 86; 0888 705 116;
www.vip-giftshop.com; www.cookandhome.bg